


HESTO-MED – mehr als nur Standard





DIE NEUE VON HESTO-MED

REDFIX – GERÄTEHALTERUNG FÜR PERFUSOR SPACE ODER INFUSOMAT SPACE VON B.BRAUN

Mit unserer neuen kompakten und leichten Gerätehalterung kann ein Perfusor Space oder Infusomat Space von B. Braun sicher und komfortabel an einer waagerechten oder senkrechten Normschiene im Rettungsfahrzeug befestigt werden. Die Halterung ist gemäß DIN EN 1789 erfolgreich dynamisch crash-getestet.

Durch die verwendete Klemme mit Kniehebelmechanik erfolgt die Arretierung an einer Normschiene schnell und sicher. Der Infusomat oder Perfusor kann ohne Werkzeug aus der Gerätehalterung entnommen werden. Die Halterung verfügt über einen klappbaren Tragebügel. Optional sind ein Schutzbügel für den Kolbenantrieb und eine automatische Stromversorgung verfügbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung
009690	REDFIX Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space für waagerechte Normschiene
009701	REDFIX Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space für senkrechte Normschiene
009702	optionale Stromversorgung 12V für Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space
13492	optionaler Schutzbügel für Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space



NEU
3FACH



REDFIX – 2FACH-/ 3FACH-GERÄTEHALTERUNG FÜR PERFUSOR SPACE ODER INFUSOMAT SPACE VON B.BRAUN

Mit der REDFIX 2fach-/ 3fach-Gerätehalterung können zwei bzw.drei Perfusor Space oder Infusomat Space von B.Braun sicher und komfortabel an einer waagerechten oder senkrechten Normschiene im Rettungsfahrzeug befestigt werden. Die Halterung ist gemäß DIN EN 1789 erfolgreich dynamisch crash-getestet. Die Infusomaten oder Perfusoren können einzeln und ohne Werkzeug aus der Gerätehalterung entnommen werden. Die Halterung verfügt über einen klappbaren Tragebügel. Die REDFIX 2fach-/ 3fach-Gerätehalterung wird inkl. der automatischen Stromversorgung ausgeliefert. Das Kombi-Kabel SP von B.Braun (Artikel 8713133) ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ein 12V- oder 220V-Anschlusskabel von B.Braun muss extra bestellt werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung
010242	REDFIX 2fach-Gerätehalterung Perfusor Space für waagerechte Normschienen
010250	REDFIX 2fach-Gerätehalterung Perfusor Space für senkrechte Normschienen
010550	REDFIX 3fach-Gerätehalterung Perfusor Space für waagerechte Normschienen
010551	REDFIX 3fach-Gerätehalterung Perfusor Space für senkrechte Normschienen
8713231	optionale B.Braun Anschlussleitung für Perfusor Space (12V)
13492	optionaler Schutzbügel für Gerätehalterung Perfusor/Infusomat Space

Hauptsitz

Hesto-Med GmbH
Am Eichenwald 13, D-09356 St. Egidien

Fon: +49 37204 638-0 info@hesto-med.de
Fax: +49 37204 638-21 www.hesto-med.de



Niederlassung West

hestomed + helbig Medizintechnik GmbH & Co.KG
Bövingen 150, D-53804 Much

Fon: +49 2206 911765-0 west@hestomed-helbig.de
Fax: +49 2206 911765-9 www.hestomed-helbig.de

Vertriebsgesellschaft

hestomed + helbig Medizintechnik GmbH & Co.KG
Austraße 15, D-74196 Neuenstadt am Kocher

Fon: +49 7139 9374-100 info@hestomed-helbig.de
Fax: +49 7139 9374-144 www.hestomed-helbig.de

Niederlassung Ost

hestomed + helbig Medizintechnik GmbH & Co.KG
Am Eichenwald 13, D-09356 St. Egidien

Fon: +49 37204 638-90 ost@hestomed-helbig.de
Fax: +49 37204 638-99 www.hestomed-helbig.de